

升



一、实验目的


- •1 熟练掌握常压升华的基本原理操作.
- 2、掌握利用升华分离提纯物质的方法.
- 3、初步了解减压升华原理和操作



二、基本原理

升华是纯化固体有机化合物的又一种手段,它是由固体有机物受热直接汽化为蒸气,然后由蒸气又直接冷凝为固体的过程。由于升华是由固体直接汽化,因此并不是所有的固体物质都能用升华方法来纯化的。而只能适用于那些不太高的温度下有足够大蒸气压力[高于2.666kPa(20mmHg)]的固体物质。利用升华方法可除去不挥发杂质,或分离不同挥发度的固体混合物。其优点是此实验室里一般用于较少量(1-2g)化合物的纯化。

- 一般对称性较高的固体物质,其熔点较高,并且在熔点温度以下往往具有较高的蒸气压,因此这类物质常常采用升华的方法来提纯。
- 为了深入地了解升华的原理,首先应研究固、液、气三相平衡,如图1。ST表示固相与气相平衡时固相的蒸气压曲线。TW是液相与气相平衡时液相的蒸气压曲线。





• TV为固相与液相的平衡曲线,此曲线与其它两曲线 在T处相交。T为三相点,在这一温度和压力下,固 、液、气三相处于平衡状态。各化合物在 固态、液 态相互处于平衡状态时的温度与压力是各不相同的 。也就是说各化合物的三相点不相同。严格地说, 一个化合物的真正熔点是固、液两相在大气压下处 于平衡状态时的温度。在三相点T的压力是固、液、 气三相处于平衡状态的蒸气压, 所以三相点的温度 和真正的熔点有些差别。然而这种差别非常小,通 常只是几分之一度,因此在一定的压力下,TV曲线 偏离垂直方向很小。



• 从图1可见,在三相点以下,化合物只有气、 固两相。若温度降低,蒸气就不再经过液态而 直接变为固态。所以一般的升华操作在三相点 温度以下进行。若某化合物在三相点温度以下 的蒸气压很高,则汽化速率很大,这样就很容 易从固态直接变成蒸气,而且此化合物蒸气压 随温度降低而下降,稍一降低温度,即可由蒸 气直接变成固体,此化合物在常压下比较容易 用升华方法来纯化。例如: 六氯乙烷的三相点 温度为186℃,压力为103.9kPa(780mmHg)。



在185℃时的蒸气压已达101.3kPa (760mmHg),因 而在低于186℃时就完全由固相直接挥发成蒸气,中 间不经过液态阶段,而樟脑的三相点温度为179℃, 压力为49. 3kPa (370mmHg)。在160℃时蒸气压为 29. 1kPa (218. 5mmHg), 未达到熔点时已有相当高的 蒸气压,只要缓慢地加热至低于179℃时,它就可以 升华。蒸气遇到冷的表面就凝结于上面,这样蒸气 压始终维持在49.3kPa, 直到升华完毕。假使很快地 将樟脑加热,蒸气压超过三相点的平衡压力,则开 始熔化为液体, 所以升华时加热应缓慢。

和液态化合物的沸点相似, 固体化合物的蒸 气压等于固体化合物表面所受压力时的温度 ,即为该固体化合物的升华点。 常压下不易升华的物质, 如在减压下升华, 可得到较满意的结果。也可采用在减压下通 入少量空气或惰性气体以加快蒸发的速度, 通入气体应注意通入的量, 以不致影响真空 度为好。



三、常压升华

通用的常压升华装置如图2(1),(2),(3)所示,必须注意冷却面与升华物质的距离应尽可能近些。因为升华发生在物质的表面,所以待升华物质应预先粉粹






图2. 常压升华装置

将升华物质放入蒸发皿中,见图2(1),铺 均匀, 上面覆盖一张穿有很多小孔的滤纸, 然后将大小合适的玻璃漏斗倒盖在上面,漏 斗颈口塞一点棉花或玻璃毛,减少蒸气外逸 。在石棉网上缓慢加热蒸发皿(最好用砂浴 或其他热浴),小心调节火焰,控制浴温低 于升华物质的熔点。使其慢慢升华。蒸气通 过滤纸孔上升, 冷却后凝结在滤纸上或漏斗 壁。必要时漏斗外可用湿滤纸或湿布冷却。

通入空气或惰性气体进行升华的装置见图 2(2)。当物质开始升华时,通入空气或 惰性气体,以带出升华物质,遇冷(或自 来水冷却)即冷凝于壁上。



四、常见的升华物质

化合物	熔点	熔点下 蒸气压	化合物	熔点	熔点下 蒸气压
二氧化碳	-57	526.9	苯	5	4.8
六氯乙烷	168	104	萘	80	0.9
樟脑	179	49.3	苯甲酸	122	0.8
碘	114	12	邻苯二甲 酸酐	131	1.2
思	218	5.5			




图例



图3 碘的升华





干冰的升华




五、减压升华

减压升华如图5,把待升华的固体物质放入吸滤管中,将装有"冷凝指"的橡皮塞,严密地塞住管口,利用水泵或油泵减压,吸滤管浸入水浴或油浴中,缓慢加热,升华物质冷凝于指形冷凝管的表面。

无论常压或减压升华,加热都应尽可能保持在所需要的温度,一般常用水浴、砂浴和油浴等热浴进行加热较为稳妥。





减压升华装置

图5

六、升华注意事项

- 1、预先查阅文献,确定是否能够升华及采用何种升华方式.
- 2、加热升温速度应缓慢,不可太快,以防止 升华物熔融或烧焦.
 - 3、升华完成后,一定要等冷却后再刮取产品,防止温度过高而大量挥发.

- 4、滤纸安放太高,升华物蒸气不易升入 滤纸以上结晶;安放太低,则易受杂质 污染。
- 5、本实验的关键操作是在整个升华过程中都需用小火间接加热。如温度太高,会使产品发黄,被升华物很快烤焦;温度太低,升华物会在蒸发皿内壁上结出,与残渣混在一起。
- 6、本实验可与茶叶提取咖啡因的实验合在一起做。

七、思考题

- 1、白炽灯泡通常做成"梨形"。请查阅有关资料。了解电灯泡做成梨形有什么道理?
- 2、雾凇是一种冰雪美景,吉林市的雾凇 更是特别,它与桂林山水、路南石林、长 江三峡齐名,被称为中国的四大自然奇观 。查找资料,找出"雾凇美景为何吉林独 俏"的原因。

- 3、升华有何优缺点?凡固体有机物是否均可用升华方法纯化?
- 4、升华中加热温度为什么要控制在升华 物熔点以下?